

EQUIPAMENTOS E APARATOLOGIA

Solicite também o nosso catálogo de consumíveis

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

OPTIMAL
Slovadent

VIZIO
CHIRADENT

ANDY

TR
BIO

XPEDENT™

SOLUÇÕES:

NSK

MK-dent®
GERMANY

Elma

CRISTÓFOLI
BIOSEGURANÇA

New Medical Partner -
DMEGA

METASYS
MEDIZINTECHNIK

Luvis

G.COMM

EMS
ELECTRO MEDICAL SYSTEMS

TARO

DID PLUS
our light your healthcare

GWm
Great White Medical

EXCLUSIVO PARA PORTUGAL E ESPANHA

biodinâmica
respeito por você

UNIDADES DENTÁRIAS	2
UPGRADES PARA UNIDADE DENTÁRIAS	5
ESTERILIZAÇÃO	6
IMAGIOLOGIA	8
PROFILAXIA	9
ENDODONTIA	11
INSTRUMENTOS ROTATIVOS E ACESSÓRIOS	12
IMPLANTOLOGIA / CIRURGIA	14
AR E ASPIRAÇÃO	15
DIVERSOS	17
CONDIÇÕES DE VENDA	18

GRENKE®

Análise pela Grenke, em 20 minutos e sem burocracia*

Indicação dos seguintes dados através do PORTAL Grenke:

Nome da empresa / Descrição e valor do equipamento/ Prazo de Renting

*Pontualmente poderá ser solicitada pela GRENKE documentação complementar para avaliação da empresa (IES e/ ou Balancete).

Se cliente ENI será necessário obrigatoriamente apresentação de Declaração de IRS do cliente ou código de acesso da declaração electrónica.



OPTIMAL 09
SlovadentCandeeiro LED c/ articulação 3D
40.000 Lux

Painel da assistente com curso 180°

Carenagens em fibra de vidro

Tampa posterior da base da cadeira com design
ergonómico

Com uma estética original e atraente e integrando um conjunto alargado de soluções tecnológicas de alta qualidade, é um equipamento extremamente fiável que responde facilmente às necessidades dos profissionais mais exigentes. OPTIMAL 09, um equipamento de nível superior a um preço simplesmente imbatível!

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Motor LINAK com capacidade de elevação de 200 Kgs;
5 memórias de utilizador, posição Trendelenburg e comando "Rise and Return";
Comandos disponíveis no painel do médico, pedal, costas da cadeira e painel da assistente;
Encosto de cabeça com 2 eixos articulados e barra de ajuste em altura para uma ergonomia perfeita e um atendimento confortável em crianças e adultos com altura superior a 200 cm;
Superfícies da cadeira com tratamento antibacteriano e antimicrobiano;
Tampa (carenagem) posterior da base da cadeira com design ergonómico. O formato desta tampa permite uma maior aproximação do banco do médico ao paciente, garantindo, assim, uma posição de trabalho mais confortável e saudável;
Painel de silicone autoclavável no colibri para maior proteção das peças-de-mão;
Apoios de mangueira do colibri em aço de alta tecnologia;
Cuspideira rotativa em vidro temperado ultra-resistente disponível na cor do estofado selecionada;
Cuspideira dinâmica com acompanhamento dos movimentos da cadeira;
Painel da assistente com curso de 180°, permitindo ao médico posicioná-lo ao seu lado caso opte por trabalhar só;
Possibilidade de selecionar alimentação dos instrumentos com água de rede ou a partir de reservatório para água destilada ou soro fisiológico em caso de cirurgias;
Adaptável para atendimento pelo lado esquerdo;
Banco do médico com apoio de pés e com estofado à cor da cadeira.4

Inclui:

Turbina NSK Ti MAX X 600L c/ Acoplamento
Micromotor eléctrico NSK NBX LED
Contra-ângulo NSK X 25L
Seringa de 3 vias Luzzani Minimate
Destartarizador XPDENT SHEL-BE-LED
Fotopolimerizador SAAB KYL012C
Jacto de Bicarbato Power II
TV LED de 15" em cor branca
Candeeiro LED DID Plus
Pedal full control

GARANTIA:

Motor e componentes mecânicos: 4 anos
Componentes electrónicos: 2 anos
Instrumentação NSK: 2 anos
Restantes instrumentos: 1 ano



Novo design e novas soluções técnicas. Esta é a VIZIO L, uma unidade dentária de excelência, sinónimo de exclusividade, conforto e funcionalidade.

Com 8 tons de cores metalizadas disponíveis e a possibilidade de escolher entre 3 temas de “papel de parede” em 10 cores diferentes à escolha, o cliente VIZIO L define o seu próprio estilo, transformando o seu consultório num espaço de extremo bom gosto e proporcionando aos seus pacientes uma experiência de grande conforto.

Algumas das novidades integradas de série nas novas VIZIO L:
Painel do médico em vidro de grande dimensão com tecnologia Touch screen;
Armário integrado com iluminação LED;
Candeeiro LED Faro Alya;
Pedal wireless com full control;

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

4+1 posições de trabalho programáveis ;
Bandeja de apoio de instrumentos ;
Painel de assistente;
Cuspideira integrada num bloco rotativo;
Possibilidade de seleccionar alimentação dos instrumentos com água de rede ou a partir de reservatório para água destilada ou soro fisiológico em caso de cirurgias;
Tampa posterior da base da cadeira com design ergonómico, permitindo uma maior aproximação do banco do médico ao paciente e, assim, uma posição de trabalho mais confortável e saudável;
Banco para Médico à cor do estofa da cadeira;

Inclui:

Turbina NSK Ti-Max X600L com luz LED
Acoplamento NSK Óptico PTL-CL-LED
Contra Ângulo NSK Ti-Max X25L c/ luz LED
Micromotor eléctrico NSK NBX LED
Destartarizador XPEDENT SHEL-BE2-LED
Fotopolimerizador SAAB KYL028C9w
Seringa de 3 funções: ar, água e spray
Monitor de 15” c/ saída SVGA/ HDMI

GARANTIA:

5 anos (Motores e componentes mecânicos)
2 anos (Componentes electrónicos e instrumentos NSK)





VIZIO E - o requinte do design e as soluções técnicas VIZIO numa versão ligeiramente mais compacta.

Com 8 tons de cores metalizadas disponíveis e a possibilidade de escolher entre 3 temas de “papel de parede” em 10 cores diferentes à escolha, o cliente VIZIO E define o seu próprio estilo, transformando o seu consultório num espaço de extremo bom gosto e proporcionando aos seus pacientes uma experiência de grande conforto.

Algumas das novidades integradas de série nas novas VIZIO E:
 Painel do médico em vidro de grande dimensão com tecnologia Touch screen;
 Candeeiro LED Faro Alya;
 Pedal wireless com full control;

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- 4+1 posições de trabalho programáveis ;
- Bandeja de apoio de instrumentos ;
- Painel de assistente;
- Cuspeira integrada num bloco rotativo;
- Possibilidade de seleccionar alimentação dos instrumentos com água de rede ou a partir de reservatório para água destilada ou soro fisiológico em caso de cirurgias;
- Tampa posterior da base da cadeira com design ergonómico, permitindo uma maior aproximação do banco do médico ao paciente e, assim, uma posição de trabalho mais confortável e saudável;
- Banco para Médico à cor do estofo da cadeira;

Inclui:

- Turbina NSK Ti-Max X600L com luz LED
- Acoplamento NSK Óptico PTL-CL-LED
- Contra Ângulo NSK Ti-Max X25L c/ luz LED
- Micromotor eléctrico NSK NBX LED
- Destartarizador XPEDENT SHEL-BE2-LED
- Fotopolimerizador SAAB KYL028C9w
- Seringa de 3 funções: ar, água e spray
- Monitor de 15" c/ saída SVGA/ HDMI

GARANTIA:

- 5 anos (Motores e componentes mecânicos)
- 2 anos (Componentes electrónicos e instrumentos NSK)



DU PLUS



Refª: DU08F

Painel de instrumentos com sistema Colibri
Cadeira do paciente em pele verdadeira ou sintética (PU)
Cadeira com memória para 3 posições
Mesa de apoio em vidro temperado
Cuspideira rotativa para maior comodidade do paciente
Negatoscópio incorporado
Seringa de 3 vias (ar, água e spray)
Encosto de cabeça articulado
Banco do médico em pele e cor idêntica à do estofo da cadeira.

Inclui:
Turbina NSK PANA MAX C/ jacto de água
Set NSK EX 203-C composto por micromotor, contra-ângulo e peça de mão.
Seringa de 3 vias (ar, água e spray)
Destartarizador XPEDENT SHEL-B
Fotopolimerizador SAAB KYLO16ABC

GARANTIA:
2 anos (motor e componentes mecânicos)
1 ano (componentes electrónicos e instrumentos)

CANDEEIRO LED FARO



Fonte de alimentação: 17-24 Vac - 50-60 Hz 22-35 Vdc
Potência: 3.000 - 50.000 Lux
(a partir de uma distancia de 700 mm)
Iluminação focal: 180 x 90 mm
(a partir de uma distancia de of 700 mm)
Sistema de arrefecimento do dissipador de calor estático
(sem ventilador obrigatório)

Refª: Faro Alya LED

CANDEEIRO LED DID



Fonte de alimentação: 17-24 Vac - 50-60 Hz 22-35 Vdc
Iluminação focal: 160 x 80 mm
(a partir de uma distancia de of 700 mm)
Potência: 15,000 - 35,000 Lux
LED: 6 X 1W
Cor de temperatura: 5,400 K max
Ciclo de vida: 50.000 h

Refª: DID Plus LED

DENTAL MONITOR 15"



Ligações: USB / VGA / AV / HDMI
Cor: Branco

Refª: HDM-100



**MAIS DE 135.000 AUTOCLAVES
VENDIDOS EM TODO O MUNDO!**



5 programas + 1 programa de ciclo rápido;
Ecrã touch screen de fácil utilização;
Bomba de vácuo de alto volume;
Secagem a vácuo;
Teste Bowie & Dick e Teste de vácuo
Fecho de segurança deslizante vertical;
Válvula de segurança de libertação de pressão;
Auto-diagnóstico;
Alarme sonoro de segurança;
Versões: 17 Lts / 22 Lts
Potência: 2.200W
Garantia: 1 ano

Refª: Vitalite-B-22L

Refª: Vitalite-B-17L



AUTOCLAVE CLASSE B ELMA

Versões: 18 Lts / 24 Lts
Potência: 1.500W / 2.200W
Tecnologia 3TC – Garantia de máxima fiabilidade!

Tecnologia *Walk away*:
Terminado o ciclo, o autoclave entra automaticamente em modo *Stand-by*;
Instrumentos e autoclave isentos de quaisquer vestígios de humidade;
Os instrumentos podem ser deixados no interior do autoclave.
Teste *Helix*, Teste *Bowie & Dick* e Teste de Vácuo;
O modo de *stand-by* previne eventuais condensações e garante a redução da duração dos ciclos;
Quantidade correcta de água admitida no tanque em virtude de uma bomba instalada para o efeito;

Cartão de memória SD. Toda a informação relevante do ciclo é processada e guardada automaticamente. Graças ao seu *software* pode aceder, imprimir e arquivar toda a informação.

Dispositivos de segurança da porta:
Fecho automático da porta durante o ciclo ;
O mecanismo de segurança da porta só é desligado após a conclusão do ciclo e quando a pressão se encontra próxima de 0 Bar;

Programa 134°C *Flash* com duração de apenas 28 min;
Ecrã LCD de fácil leitura e utilização intuitiva;
Autodiagnóstico com relatório no ecrã;

Garantia: 2 anos

Refª: Elmaclave B18L

Refª: Elmaclave B24L

FILTRO DE OSMOSE INVERSA ELMA



Sistema de tratamento e purificação de água baseado no princípio da osmose inversa;
Pronto para ligação directa à alimentação de água - inclui todos os acessórios necessários;
Filtro de elevada duração com capacidade para 800 ciclos;
A água desionizada produzida garante instrumental isento de manchas após o ciclo;

Refª: Elmapure

DESTILADORA CRISTÓFOLI



O seu design integrado garante uma utilização fácil e segura;
Sistema de aquecimento interno;
Base de aquecimento em teflon
potencia níveis de calor produzidos;
Filtro de carvão activo visível e de fácil substituição;
Potência: 500W

Refª: Puro 3.8



CUBAS DE ULTRASSONS CRISTÓFOLI

Capacidade: 2,5 Lts / 3,2 Lts;
Potência: 185W / 320W;
Frequência: 40.000Hz
Temporizador digital com 5 ciclos;
Nova tecnologia de aquecimento garante maior eficácia de limpeza;
Ecrã Touch screen;
Design concebido para obter um baixo nível de ruído;
Cesto de plástico especialmente concebido para instrumentos dentários;
Duplo transdutor;
Válvula de drenagem;

Garantia: 1 ano

Refª: Ultrason I-2.5

Refª: Ultrason II-3.2

CUBA DE ULTRASSONS RUNYES

Capacidade: 5 Lts;
Potência: 120W;
Frequência: 42.000Hz;
Com aquecimento;
Temporizador digital com 5 ciclos;
Válvula de drenagem com torneira;
Cuba em aço inox

Garantia: 1 ano

Refª: RUN Clean01



CUBA DE ULTRA-SSONS ELMA

Indicada para limpeza de instrumentos, brocas, próteses, moldes, remoção de cimentos e limpeza enzimática;
Ecrã LED com temporizador digital;
Controlo electrónico da temperatura 30°C - 80°C;
Excelente distribuição dos ultra-ssons pela superfície;
Desgaseificação dos líquidos com vista a melhores resultados de limpeza;
Transdutor tipo sandwich;
Válvula de drenagem externa;
Cuba e superfície exterior em aço inox de fácil limpeza
Capacidades: 2,75 Lts / 5,75 Lts / 7,4 Lts / 12,5 Lts
Potências: 80-280W / 150-550W / 550W / 1.100W
Frequência: 37.000 Hz

Refª: Elmasonic S30H (2,75 Lts)

Refª: Elmasonic S90H (7,4 Lts)

Refª: Elmasonic S60H (5,75 Lts)

Refª: Elmasonic S130H (12,5 Lts)

Garantia: 2 anos

SELADORA CRISTÓFOLI

Corpo em alumínio



Largura máxima de selagem: 30cm;
Altura máxima de selagem: 12mm
Manipulo de operação bi-direccional;
Controlo automático da temperatura;
Alerta sonoro de conclusão de operação;
Potência: 100W;
Garantia: 2 anos

Refª: Sela II

INCUBADORA PARA TESTES BIOLÓGICOS ELMA



Os testes biológicos eliminam, para além dos factores tempo e temperatura, todos os restantes factores que podem influenciar a inactivação de microorganismos.
Com capacidade para 3 ampolas de teste

Refª: Elmatest B-Test

TESTES BIOLÓGICOS



Apresentação:
Caixa com 100 indicadores

Refª: Biotest



TESTES HELIX

Apresentação:
Kit com 100 strips

Refª: Helixtest



TESTES BOWIE & DICK

Apresentação:
Caixa com 20 testes

Refª: B&Dtest

TESTES QUÍMICOS



Classe B: 3,5min - 134°
Caixa com 100 testes
Refª: 2340

Classe N: 7min - 134°
Caixa com 200 testes
Refª: 2340

RX DE PAREDE DE ALTA FREQUÊNCIA YH iRAY2

Tensão do tubo: 55kVp-70kVp
Corrente do tubo: 4mA-7mA
Foco: 0,8 milímetros
Tempo de exposição: 0.05s-2s
Distância de foco para a pele: 200 mm
Alimentação : 220VAC, 50Hz

Comprimento do braço : 195cm/230cm

Garantia: 2 anos

Seleção automática
de modo RVG



Refª: RX HF YH iRAY2

(Instalação incluída, excepto em paredes de pladur e montagens no solo)

RX PORTÁTIL DE ALTA FREQUÊNCIA ABLE



Tem uma excelente qualidade de imagem.
Utiliza alta frequência.
Choque, set-up, tubos de elétrons,
todos eles são de isolamento a vácuo.
Seleção automática para modo RVG.

Tubo de tensão): 60kV
Tubo atual: 1mA
Tempo de exposição: 0,02 ~ 2S
Tubo de Foco: 0,3 * 0,3 mm
Frequência: 30kHz
Bateria: 6400mA DC14.8V
Potência: 60VA
Carregador Entrada: AC100V-240V ± 10%
Carregador de saída: DC16.8V
Peso: 2,2 kg
Tamanho: 138 * 165 * 185 mm
A distância da pele ao cone: 130 mm



Refª: RXP HF Able



SENSOR INTRA-ORAL HANDY HDR 500

Aquisição rápida de imagens e de baixa radiação ao paciente
Conectividade USB 2.0 plug and Play
4096 tons de cinza que dá uma melhor definição de profundidade e densidade
Sensores de alta sensibilidade na capturação dos detalhes
16 bits de aquisição de imagens
Especificações do sensor: tamanho 1 - tamanho do sensor : 27.5x38.5mm /
resolução 27p/mm

Refª: RVG HDR 500



SENSOR INTRA-ORAL HANDY HDR 100

Aquisição rápida de imagens e de baixa radiação ao paciente
Conectividade USB 2.0 plug and play
4096 tons de cinza que dá uma melhor definição de profundidade e densidade
Sensores de alta sensibilidade na capturação dos detalhes
16 bits de aquisição de imagens
Especificações do sensor: tamanho 1 - tamanho do sensor : 40x26mm /
resolução 22lp/mm(22.6)

Refª: RVG HDR 100

CÂMARA INTRA ORAL CamAssist HDI 400

ANDY



Garantia: 1 ano

Ligação directa à televisão ou ao computador.
Seleção de 1 ou 4 imagens.
Saída: VGA, RCA-Video, S-Video e USB2.0
Focus tipo: AF fixa
Definição: 470.000 pixels
Iluminação: 6LED

Refª: CIO HDI 400

CÂMARA INTRA-ORAL TouchMi HDI 220B



Sensor CMOS de alta resolução : 1/4" 2 Mega Pixel
Definição: 640x480 ~1280x960
Vista de ângulo: 90°
Iluminação : 6 LED

Refª: CIO HDI 220B

Garantia: 1 ano

CÂMARA INTRA-ORAL ForMi HDI 722



Lentes de foco ajustável, alcançando
de 1mm a infinito
CCD de alta resolução PCB,
com 600 linhas reais
Nova função iTouch;
Sensor : 1/3 Sony super HAD
Definição: 750(H)x 582(V)
Iluminação : 8 LED

ANDY
Refª: CIO HDI 722

Garantia: 1 ano



PROTEÇÕES PARA RVG

Caixa de 100
Refª: RVG02T.1

Caixa de 100
Refª: RVG03T.1



PROTEÇÕES PARA CÂMARA INTRA ORAL

Tamanho :5.5 x 25cm | Caixa de 100
Refª: PCIO

FOTOPOLIMERIZADOR SAAB



Corpo em alumínio

Comp. de onda: 430-485 nm;
Intensidade: 1.400mW/cm² (5W)
Design clássico;
Display digital;
Fornecido c/ 3 soluções de alimentação:
- Bateria (Lithium)
- Ligação a corrente AC 100-240V
- kit de instalação na cadeira (montagem não incluída) AC 24V

Ref^a: KYL016ABC



A type Li-battery power



B type AC110-240V power



C type AC24V power

FOTOPOLIMERIZADOR SAAB



Corpo em alumínio

Comp. de onda: 430-485 nm;
Intensidade: 1.700mW/cm² (7W)
Design ergonômico;
Display digital;
Fornecido c/ 3 soluções de alimentação:
- Bateria (Lithium)
- Ligação a corrente AC 100-240V
- kit de instalação na cadeira (montagem não incluída) AC 24V


Ref^a: KYL012ABC



A type Li-battery power



B type AC110-240V power



C type AC24V power

FOTOPOLIMERIZADOR SAAB



Corpo em alumínio

Comp. de onda: 430-485 nm;
Intensidade: 2.200mW/cm² (9W)
Design ergonômico;
Display digital;
Fornecido c/ 3 soluções de alimentação:
- Bateria (Lithium)
- Ligação a corrente AC 100-240V
- kit de instalação na cadeira (montagem não incluída) AC 24V

Ref^a: KYL028ABC



A type Li-battery power



B type AC110-240V power



C type AC24V power

FOTOPOLIMERIZADOR SAAB



Com luz de observação integrada

Comp. de onda: 430-485 nm;
Intensidade: 2.500mW/cm² (11W)
Design ergonômico;
Display digital;
Fornecido c/ bateria de Lithium

Ref^a: KYL036A

Carregamento sem fios, por indução magnética

FIBRA ÓPTICA PARA FOTOPOLIMERIZADORES SAAB



Ref^{as}: FO KYL016/12/28

Ref^a: FO KYL036

JACTO BICABORNATO POWER I



Ref^a: PM PI

JACTO BICABORNATO POWER II

Disponível para conexão Midwest (4 furos) e acoplamentos KAVO
Cabeça autoclavável 134°C;
Sistema de anti-reabsorção do pó
GARANTIA: 6 meses

Ref^a: PM PII

Ref^a: PM PIHK

JACTO BICABORNATO PROPHY LINE MK-DENT



Compacto e extremamente leve.
Sistema de anti-reabsorção do pó
O seu punho rotativo - 360° - garante um manuseamento fácil e sem esforço;
Compatível com acoplamentos KAVO, SIRONA, W&H, NSK e BIEN AIR
GARANTIA: 1 Ano

Ref^{as}: PR1011K/S/WH/NT/BA
PVP: 595,00 €

JET BRACKET



Limpa e recondiciona brackets metálicos e cerâmicos, devolvendo-lhes o seu brilho original.

GARANTIA: 1 Ano

Ref^a: IET-B

PÓ PROFILÁCTICO MK-DENT PARA JACTOS DE BICABORNATO



Ref^a: PP1011 (Menta-emb. 300gr)
Ref^a: PP1012 (Limão-emb. 300gr)
Ref^a: PP1013 (Morango-emb. 300gr)

Ref^a: PP1011X4 (Menta- Cx com 4 x 300gr)
Ref^a: PP1012X4 (Limão- Cx com 4 x 300gr)
Ref^a: PP1013X4 (Morango- Cx com 4 x 300gr)

KIT DESTARTARIZADOR XPEDENT PARA UNIDADE DENTÁRIA

Funções: Destartarização, Periodontia e Endodontia;

Compatível com pontas EMS ou SATELEC;
Detecção automática de frequência;
Frequência: 28.000Hz;
Pressão de água: 0,1 - 5 bar;

Inclui:
PM Autoclavável a 134°C;
5 pontas: G1 x 2, G2 x 1, G4 x 1 e P1 x 1 + Kit ENDO;
Chave de aperto em PVC c/ dinamômetro autoclavável.

GARANTIA: 1 Ano

Refª: SHEL-BE (tipo EMS)
Refª: SHEL-BE2 (tipo SATELEC)

Peça de mão em Alumínio



KIT DESTARTARIZADOR XPEDENT PARA UNIDADE DENTÁRIA C/ LUZ LED

Funções: Destartarização, Periodontia e Endodontia;



Compatível com pontas EMS ou SATELEC;
Detecção automática de frequência;
Frequência: 28.000Hz;

Inclui:
PM Autoclavável a 134°C;
G1 x 2, G2 x 1, G4 x 1 e P1 x 1 + Kit ENDO;
Chave de aperto em PVC c/ dinamômetro autoclavável.

GARANTIA: 1 Ano

Refª: SHEL-BE-LED (tipo EMS)
Refª: SHEL-BE2-LED (tipo SATELEC)

Peça de mão c/ Luz LED e em Alumínio



PEÇAS DE MÃO XPEDENT PARA DESTARTARIZADORES

EM ALUMÍNIO



Não fracturam nem perdem cor;
Com luz LED (versões c/ refª LED)
Autoclaváveis a 134°C
Compatíveis com EMS ou SATELEC
GARANTIA: 1 Ano

Refª: PMH1 (comp. EMS) Refª: PMH1-LED (comp. EMS)
Refª: PMH2 (comp. SATELEC) Refª: PMH2-LED (comp. SATELEC)

DESTARTARIZADOR PORTÁTIL XPEDENT



PM em Alumínio

Refª: SHEL-S (tipo EMS)
Refª: SHEL-S2 (tipo SATELEC)

PM em Alumínio c/ Luz LED

Refª: SHEL-S-LED (tipo EMS)
Refª: SHEL-S2-LED (tipo SATELEC)

Funções:
Destartarização e Periodontia;
Compatível com pontas EMS ou SATELEC;
Detecção automática de frequência;
Frequência: 28.000Hz;
GARANTIA: 1 Ano

Inclui:
PM Autoclavável a 134°C;
Inclui pedal;
5 pontas: G1 x 2, G2 x 1, G4 x 1 e P1 x 1;
Chave de aperto em PVC c/ dinamômetro autoclavável.

DESTARTARIZADOR PORTÁTIL XPEDENT



Reservatório pressurizado para água ou soro fisiológico;

Funções:
Destartarização e Periodontia;
Compatível com pontas EMS ou SATELEC;
Detecção automática de frequência;
Frequência: 28.000Hz

Inclui:
PM Autoclavável a 134°C;
Inclui pedal;
5 pontas: G1 x 2, G2 x 1, G4 x 1 e P1 x 1;
Chave de aperto em PVC c/ dinamômetro autoclavável.

GARANTIA: 1 Ano

PM em Alumínio

Refª: SHEL-S-B (tipo EMS)
Refª: SHEL-S2-B (tipo SATELEC)

PM em Alumínio c/ Luz LED

Refª: SHEL-S-B-LED (tipo EMS)
Refª: SHEL-S2-B-LED (tipo SATELEC)

DESTARTARIZADOR PORTÁTIL XPEDENT



Ecrã LED com tecnologia Touch screen

Funções: Destartarização, Periodontia e Endodontia;
Compatível com pontas EMS ou SATELEC;
Detecção automática de frequência;
Frequência: 28.000Hz

Inclui:
PM Autoclavável a 134°C;
Inclui pedal;
5 pontas: G1 x 2, G2 x 1, G4 x 1 e P1 x 1;
Chave de aperto em PVC c/

GARANTIA: 1 Ano

PM em Alumínio

Refª: SHEL-Y (tipo EMS)
Refª: SHEL-Y2 (tipo SATELEC)

PM em Alumínio c/ Luz LED

Refª: SHEL-Y-LED (tipo EMS)
Refª: SHEL-Y2-LED (tipo SATELEC)

DESTARTARIZADOR PORTÁTIL XPEDENT



Ecrã LED com tecnologia Touch screen

Reservatório pressurizado para água ou soro fisiológico;
Funções: Destartarização, Periodontia e Endodontia;

Compatível com pontas EMS ou SATELEC;
Detecção automática de frequência;
Frequência: 28.000Hz

Inclui:
PM Autoclavável a 134°C;
Inclui pedal;
5 pontas: G1 x 2, G2 x 1, G4 x 1 e P1 x 1;
Chave de aperto em PVC c/ dinamômetro autoclavável.

PM em Alumínio

Refª: SHEL-Y-B (tipo EMS)
Refª: SHEL-Y2-B (tipo SATELEC)

PM em Alumínio c/ Luz LED

Refª: SHEL-Y-B-LED (tipo EMS)
Refª: SHEL-Y2-B-LED (tipo SATELEC)

GARANTIA: 1 Ano

MANGUEIRAS PARA DESTARTERIZADOR



Compatível com EMS
Refª: PC314

Compatível com EMS com Luz
Refª: PC314L



Compatível com Satelec
Refª: PS115

Compatível com Satelec com Luz
Refª: MPDS-L

RESERVATÓRIO PRESSURIZADO PARA DESTARTARIZADORES PORTÁTEIS



Compatível com qualquer destartarizador portátil.
GARANTIA: 1 Ano

Refª: RPXPD

CHAVES DE APERTO C/ DINAMÓMETRO AUTOCLAVÁVEIS



Refª: CHPD1XPD (PVC compat. EMS)
Refª: CHPD2XPD (PVC compat. SATELEC)

Refª: CHMD1XPD (Metal compat. EMS)
Refª: CHMD2XPD (Metal compat. SATELEC)

KIT DESTARTARIZADOR EMS PARA UNIDADE DENTÁRIA



Inclui:
Módulo eletrônico;
Peça de mão autoclavável;
Chave em PVC com dinamômetro autoclavável;
Mangueira;
Conjunto de 3 pontas destartarizadoras

GARANTIA: 2 Anos

Refª: PIEZON 101E KIT

DESTARTARIZADOR PORTÁTIL EMS



Inclui:
Módulo eletrônico;
Peça de mão autoclavável;
Chave em PVC com dinamômetro autoclavável;
Mangueira;
Conjunto de 3 pontas destartarizadoras;
Pedal;
Oferta de chave de aperto em PVC c/ dinamômetro

GARANTIA: 2 Anos

Refª: PM100

DESTARTARIZADOR PORTÁTIL C/ RESERVATÓRIO EMS



Inclui:
Módulo eletrônico;
Peça de mão autoclavável;
Chave em PVC com dinamômetro autoclavável;
Mangueira;
Conjunto de 3 pontas destartarizadoras;
Pedal;
Oferta de chave de aperto em PVC c/ dinamômetro

GARANTIA: 2 Anos

Refª: PM200

DESTARTARIZADOR PNEUMÁTICO NSK



Para conexões Midwest (4furos) ou Borden (2 furos)
Pontas NSK
Frequência: 6.500 Hz

Garantia 1 ano

Refª: AS2000M/B

DESTARTARIZADOR PORTÁTIL YH C/ RESERVATÓRIO E LUZ LED

Funções: Destartarização, Periodontia e Endodontia;

Reservatório incorporado para água ou soro fisiológico;
Compatível com pontas EMS;

PM com Luz LED

Inclui:
PM Autoclavável a 134°C;
Inclui pedal;
10 pontas: G1 x 1, G2 x 1, G3 x 1, G4 x 1, G5 x 1, G6 x 1, P1 x 1, P3 x 1, P4 x 1 e E1 x 1
Chave de aperto em PVC c/ dinamômetro autoclavável.

Refª: iScale 3L

GARANTIA: 1 Ano



LOCALIZADOR APICAL C-ROOT



Acessórios autoclaváveis;
Equipado c/ auto-diagnóstico para garantir precisão de funcionamento;
Ecrã LCD;
Medição precisa, sem interferência de líquidos bucais (sangue ou saliva);
GARANTIA: 1 Ano

Refª: C-Root I

LOCALIZADOR APICAL WOODPECKER



Equipado c/ LCD muito brilhante e nítido;
Com uma imagem muito limpa e diferentes cores indica a trajetória da lima muito claramente;
Baseado em tecnologia múltipla avançada na medida da impedância da rede, na frequência e na calibragem automática, assegura-se assim que as medidas sejam exatas;
Acessórios autoclaváveis a 134°C

Refª: Woodpex

GARANTIA: 1 Ano

MOTOR DE ENDODONTIA C-SMART



Função de auto-reverse;
Controlo de torque de 0,3 a 5,2 N.cm;
Controlo de velocidade: 125-625rpm (9 memórias);
Pedal de controlo on/off;
Com 2 opções de operação: bateria de lítium e alimentação externa;
Motor de origem suíça;
GARANTIA: 1 Ano

Refª: ME C-Smart

MOTOR DE ENDODONTIA C/ LOCALIZADOR APICAL



Controlo de torque de 0,3 a 5,2 N.cm;
Controlo de velocidade: 125-625rpm (9 memórias);
Pedal de controlo on/off;
Com 2 opções de operação: bateria de lítium e alimentação externa;
Motor de origem suíça;
Localizador apical de dupla frequência;
Auto torque reverse;
Auto apical reverse;
Auto apical slowdown
GARANTIA: 1 Ano

Refª: MELA C-Smart I

SISTEMA DE OBTURAÇÃO DE GUTTA PERCHA A ALTA TEMPERATURA DENJOY



Sistema composto por: 1 pistola de obtenção + 1 peça de mão de obtenção + 1 base de carregamento de baterias;
Sistema tridimensional de obtenção que combina na perfeição os métodos de enchimento e compactação, permitindo um procedimento rápido, fácil e preciso;
Excelente selamento graças ao enchimento tridimensional, garantindo uma obtenção total do canal, incluindo canais laterais;
Controlo digital da temperatura;
Baterias de lítium
GARANTIA: 1 Ano

Refª: DJ EOS

GUTTA PERCHA CUTTER COXO

Composto por: Peça de mão,
5 pontas de corte e
2 baterias tipo AA
GARANTIA: 1 Ano



Refª: GP CUT

TURBINA MK-DENT ECO LINE

Punho ergonómico | Sistema pushbutton | Encaixe Midwest

MK-dent
GERMANY



HC2022 Standard/Torque
Spray de 3 vias
Potência 18W
Rolamentos cerâmicos

HC2024 Small
Spray de 3 vias
Potência 16W
Rolamentos cerâmicos

Garantia: 1 ano

TURBINA TT BIO TIGER 500

Corpo em titânio | Luz LED | Compatível com acoplamentos: TT Bio, KAVO e NSK




TIGER 500(original TT Bio)/K/N-TL Standard
Spray de 3 vias
350.000 rpm
Rolamentos cerâmicos

TIGER 500(original TT Bio)/K/N-TL Mini
Spray de 3 vias
350.000 rpm
Rolamentos cerâmicos

Garantia: 1 ano

TURBINA MK-DENT CLASSIC LINE

Punho clássico | Compatível c/ acoplamento KAVO



Garantia: 1 ano

HC4021K Standard/Torque
Spray de 3 vias
Potência 18W
Rolamentos cerâmicos

HC4022K Small
Spray de 3 vias
Potência 16W
Rolamentos cerâmicos

HC4012K Mini
Spray de 1 via
Potência 15W
Rolamentos cerâmicos

TURBINA MK-DENT TITANIUM LINE

Corpo em titânio | Compatível c/ acoplamento KAVO



Garantia: 1 ano

HC5021K Standard/Torque
Spray de 3 vias
Potência 18W
Rolamentos cerâmicos

HC5022K Small
Spray de 3 vias
Potência 16W
Rolamentos cerâmicos

HC5012K Mini
Spray de 1 via
Potência 15W
Rolamentos cerâmicos

TURBINA MK-DENT PRIME LINE

Corpo em titânio | Compatível com acoplamentos: KAVO, W&H, Sirona, NSK e Bien Air



Garantia: 1 ano

HC8021K/W/S/NT/B Standard/Torque
Spray de 4 vias
Potência 20W
Rolamentos cerâmicos

HC8022K/W/S/NT/B Small
Spray de 3 vias
Potência 18W
Rolamentos cerâmicos

TT Bio Óptico Original
Refª: OPL0121 (LED)

TT Bio Óptico compat. c/ KAVO
Refª: OPL0122 (LED)

TT Bio Óptico compat. c/ NSK
Refª: OPL0137 (LED)

NSK Óptico Original
Refª: PTL-CL-LED

MK-Dent Não óptico compat. c/ KAVO
Refª: QC4014K (4 vias)
Refª: QC4012K (2 vias)



MK-Dent Óptico compat. c/ KAVO
Refª: OC6016K (LED)

MK-Dent Óptico compat. c/ KAVO
c/ regulação de spray de água
Refª: QC6016KW (LED)

MK-Dent para W&H
Refª: QC5016W (LED)

Tecnomed Óptico compat. c/ NSK
Refª: OC6018NT (LED)

Tecnomed Óptico comp. c/ Bien Air
Refª: QC5017B (LED)

Refª: QC5016K (Xenon)

Refª: QC5016KW (Xenon)

Refª: QC4014W (4 vias s/luz)



TURBINA C/ AUTO-GERAÇÃO DE LUZ LED TURBO SPEED

Sem ligação fibra óptica | Cabeça normal ou cirúrgica (45°)



TS-461A
E-generator
Spray 3 vias
Conexões: Midwest (4 furos)/
Borden (2furos)

TS-461C45
Concebida p/ cirurgia em 3^{os} molares
E-generator
Spray 3 vias
Conexões: Midwest (4 furos)/ Borden (2furos)

TURBINA NSK Ti-Max C/ LUZ LED

Corpo em titânio | Luz LED

NSK



NSK Ti-Max X600L
Spray de 4 vias
380.000-440.000 rpm
Rolamentos cerâmicos

Garantia: 2 anos

TURBINA MK-DENT CLASSIC LINE C/ LUZ LED

Punho clássico | Luz LED | Compatível c/ acoplamento KAVO



Garantia: 1 ano

HC6021K Standard/Torque
Spray de 3 vias
Potência 18W
Rolamentos cerâmicos

HC6022K Small
Spray de 3 vias
Potência 16W
Rolamentos cerâmicos

HC6012K Mini
Spray de 1 via
Potência 15W
Rolamentos cerâmicos

TURBINA MK-DENT TITANIUM LINE C/ LUZ LED

Corpo em titânio | Luz LED | Compatível c/ acoplamento KAVO



Garantia: 1 ano

HC7021K Standard/Torque
Spray de 3 vias
Potência 18W
Rolamentos cerâmicos

HC7022K Small
Spray de 3 vias
Potência 16W
Rolamentos cerâmicos

HC7012K Mini
Spray de 1 via
Potência 15W
Rolamentos cerâmicos

TURBINA MK-DENT PRIME LINE C/ LUZ LED

Corpo em titânio | Luz LED | Compatível com acoplamentos: KAVO, W&H, Sirona, NSK e Bien Air



Garantia: 1 ano

HC9021K/W/S/NT/B Standard/Torque
Spray de 4 vias
Potência 20W
Rolamentos cerâmicos

HC9022K/W/S/NT/B Small
Spray de 3 vias
Potência 18W
Rolamentos cerâmicos

CA NSK 1:1 S-MAX

Corpo em titânio | Punho ergonómico | Sistema pushbutton



Ti-Max X25L
Luz LED
40.000 rpm
Transmissão 1:1

Garantia: 2 anos

CA MK-DENT 1:1 CLASSIC LS LINE

Punho clássico | Sistema push-button



LS2011L/LS9011
Luz LED
40.000 rpm
Transmissão 1:1

LS2011/LS9011
Sem luz
20.000 rpm
Transmissão 1:1

Garantia: 1 ano

CA MK-DENT 1:1 PRIME LS LINE

Corpo em titânio | Punho ergonómico | Sistema push-button



LS3011L/LS9111
Luz LED
40.000 rpm
Transmissão 1:1

LS3011/LS9111
Sem luz
20.000 rpm
Transmissão 1:1

Garantia: 1 ano

PM RECTA MK-DENT CLASSIC LS LINE



LS1011
40.000 rpm
Transmissão 1:1

Garantia: 1 ano

PM RECTA MK-DENT PRIME LS LINE

Corpo em titânio



Garantia: 1 ano

LS3010
40.000 rpm
Transmissão 1:1

MICROMOTOR ELÉCTRICO NSK

Corpo em titânio | LED incorporado | Extremamente pequeno e leve



NBX LED
40.000 rpm

Garantia: 2 anos

MICROMOTOR PNEUMÁTICO MK-DENT

Spray interno



AM1016
Luz LED
20.000 rpm
Regulação de spray de água

AM1014
Sem luz
20.000 rpm
Regulação de spray de água

Garantia: 1 ano

MICROMOTOR ELÉCTRICO MK-DENT

LED incorporado | Pequeno e leve



EM1190K
40.000 rpm
Luz LED
Regulação de spray de água

Garantia: 1 ano

ÓLEO LUBRIFICANTE MK-DENT

APRESENTAÇÃO: Emb. (500ml)



Recomendado para:
MK-Dent
KAVO
Sirona
W&H
NSK CHQD
NSK Ti-Max
Bien Air

ADAPT. P/ LUBRIFICAÇÃO MK-DENT

Em alumínio

Disponíveis para:
MK-Dent LT1011
KAVO LT1012
Sirona LT1017
W&H LT1018
NSK CHQD LT1019
NSK Ti-Max LT1020
Bien Air LT1023



LÂMPADAS LED MK-DENT

Disponíveis p/ MK-Dent, KAVO, Sirona, W&H, NSK, Bien Air, Castellini, Yoshida e Star

LÂMPADAS XENON MK-DENT

Disponíveis p/ MK-Dent, KAVO, Sirona, W&H, NSK, Bien Air, Castellini, Yoshida e Star



UNIDADE P/ LUBRIFICAÇÃO DE INSTRUMENTOS ROTATIVOS

Unidade p/ 2 Turbinas + 1 CA | C/ display digital



Garantia: 1 ano

KIT DE LUZ P/ INSTRUMENTOS

Módulo de controlo para 2 instrumentos



Refº: KIT LUZ FO

MANGUEIRAS P/ INSTRUMENTOS

Mangueiras p/ turbina



Refº: PC655

Mangueiras p/ micromotor eléctrico
Compat. c/ KAVO / MK-DENT



Refº: MME K/M

ADAPTADOR / CONVERSOR 2-4 / 4-2

Refº: AC2X4
Refº: AC4X2



SISTEMA DE CIRURGIA DE IMPLANTES

Unidade de implantologia
Ecrã LED, de fácil control
10 Tipos de redução a escolher
10 Programas de configuração, Velocidade, Torque, Regulação do fluxo liquido
Velocidade Inversa, velocidade stepless
Bomba peristáltica silenciosa com fluxo máximo de 150ml/min
Com pedal de control multifuncional
Suporte para saco de soro fisiológico

Micro-Motor
Origem suíça sem escovas
Velocidade de 0-40.000rpm
Alto torque de 55 N.cm
Sem sobreaquecimento
Muito silencioso

Contra ângulo:
20:01 redução Contra ângulo
para implante
Para brocas CA 02.35
max.40, 000rpm

Técnica:
Potência máxima de saída: 120W
Alimentação: AC100-240V, 50/60HZ

Garantia: 2 anos



Refª: COXO C-Sailor

SISTEMA DE CIRURGIA DE ULTRA SONS PIEZO ELÉCTRICO



Três funções principais: osso, canal e limpeza;
Para cirurgias de extracção, transplantação de osso, distracção otagénica, cirurgia endodóntica, descompressão de nervo alveolar, remoção de quistos, osteoplastia, colheitas de osso e cirurgia periodóntica. O monitor e os alarmes de função garantem a segurança dos procedimentos e do equipamento;
A peça de mão, cabo, suporte de pontas, pontas e chave de pontas são autoclaváveis;
Frequência: 24.000 - 29.500Hz

GARANTIA: 2 anos

Refª: WDP UBS

CANDEIRO CIRURGICO

Possibilidade de instalação numa plataforma móvel, na cadeira, na parede e no teto
Intensidade de 60.000lux (máx)
Regulação de intensidade por 5 etapas
Temperatura da cor de 4.800K
Regulação da cor da luz por 3 etapas de 3.800K, 4.300K, 4800K
Foco de luz forma círculo de 18 ~ 30cm de diâmetro
Distancia focal de 1m
Com 18 Leds
Durabilidade média de 17 anos 8hr/dia
Disponível em 2 cores, Marfim, Azul



Refª: LUVIS S200

Garantia: 2 anos

CANDEIRO CIRURGICO

Possibilidade de instalação numa plataforma móvel ou na cadeira
Intensidade de 60.000lux (máx)
Regulação de intensidade por 5 etapas
Temperatura da cor de 4.800K
Foco de luz forma um círculo de 14cm de diâmetro
Distancia focal de 70cm
Com 7 Leds
Durabilidade média de 17 anos 8hr/dia
Disponível em 3 cores, Branco, Azul, Verde



Refª: LUVIS S100

Garantia: 2 anos

MESA CIRURGICA JPS

Estrutura em aço inox.
Comando com controlo generalizado da unidade
Bloqueio eléctrico da unidade
Bateria com 45 minutos de autonomia
(na falta de corrente eléctrica)
Posição Trendelenburg 30 °
220V, 50Hz, 1.0KW

Refª: MCD 3007



Acessórios incluídos:
1 Tela Anestésica
2 apoios para ombros
2 Suporte Braço
2 Suportes para o corpo
2 joelhos Muleta
1 Almofada

CANDEIRO CIRURGICO C/ VIDEO CÂMARA FULL HD



Refª: 86IR(1S)0000M3

Candeiro cirúrgico com completo sistema de Vídeo câmara HD
Sistema de câmara de vídeo para uso profissional (Full HD)
Zoom optico.de 20x
Lentes especiais feitas em conjunto com oito LEDs brancos asseguram um padrão de luz perfeita
Intensidade de luz ajustável entre 8.000 lux e 35.000 lux
Possibilidade de ajuste, assim a temperatura de cor (a partir de 4,200 a 6,000 K)
O design ergonómico e simples aplica-se a diferentes necessidades
Corpo do candeiro em do IRIS é feito em alumínio que garante uma longa durabilidade e robustez
Possibilidade de instalação na cadeira, na parede e unidade móvel

UNIDADE DENTÁRIA PORTÁTIL DYNAMIC



Unidade portátil totalmente autónoma com:

Mini compressor de 550W com uma pressão máx de 6,5bar
Garrafa de água limpa de 1 L
Garrafa de drenagem de 1 L
Tanque de ar de 6L
Peso de 29kg
Dimensões 550/420/760 mm

Inclui:
2 mangueiras midwest com luz
1 seringa de 3 funções
1 mangueira de aspiração de saliva
1 fotopolimerizador led
1 destarterizador comp. EMS
1 Chave com dinamómetro
5 pontas comp. EMS
2 Pedais de controlo
1 Cabo de alimentação

Refª: UDP-DYN

Garantia: 1 ano

KIT DE REANIMAÇÃO



Refª: KREAGD (garrafa descartável)

Refª: KREAGR (garrafa recarregável)

MOTOR DE ASPIRAÇÃO HÚMIDA DMEGA P/ ATÉ 2 UND.



Voltagem: 230V, 50 ~60Hz
Potência: 0.55 ~ 0.63 kW
Corrente: 3.7 ~ 4.4 A
Vácuo máximo: 170 ~ 200 m bar
Velocidade motor: 2.900 / 3.440 rpm
Nº de equipamentos: 1 - 2
Peso: 22 kg
Dimensões: 280 x 500 x 550 mm
Nível de ruído: 50 dB

Garantia: 2 anos

Refª: DMEGA S1 101

MOTOR DE ASPIRAÇÃO HÚMIDA DMEGA P/ ATÉ 4 UND.



Voltagem : 230V, 0-70Hz
Potência: 0.5 / 0.63 kW
Inversor Mitsubishi: 0.75 kW
Corrente: 3.5 / 4 A
Vácuo máximo: 200 mbar
Velocidade motor: 2.900 / 3.720 rpm
Nº de equipamentos: 1 - 4
Vazão máx. entrada líquido: 20 l/m
Peso: 32 kg
Dimensões: 410 x 520 x 620 mm
Nível de ruído: 59 dB
Função de regulação de vácuo automático
Sensor de pressão em modo by-pass
Frequência alternada

Garantia: 2 anos

Refª: DMEGA TERA VAC 3000

MOTOR DE ASPIRAÇÃO HÚMIDA DMEGA P/ ATÉ 5 UND.



Voltagem: 230V, 0-65Hz
Potência 1.3 kW
Inversor Mitsubishi: 2.2 kW
Corrente: 4.5 / 5 A
Vácuo máximo: 200 mbar
Velocidade motor: 0 / 3.740 rpm
Nº de equipamentos: 1 - 5
Peso: 37 kg
Dimensões: 410 x 520 x 630 mm
Nível de ruído: 61 dB
Função de regulação de vácuo automático
Sensor de pressão em modo by-pass
Frequência alternada

Garantia: 2 anos

Refª: DMEGA TERA VAC 6000

MOTOR DE ASPIRAÇÃO HÚMIDA METASYS EXCOM Z-ECO LIGHT



Voltagem: 230Vac 50Hz
Potência: 0.55kw
Nº equipamentos: 1
Vácuo máx: 120mbar

Garantia: 2 anos

Refª: 02020003

MOTORES DE ASPIRAÇÃO HÚMIDA METASYS EXCOM HYBRID



Voltagem: 230Vac 50Hz
Potência: 0.75kw
Nº equipamentos: 2
Vácuo máx: 180mbar
Garantia: 2 anos
EXCOM HYBRID 2 (p/ 2 unid.)
Refª: 02010201

Voltagem: 230Vac 50Hz
Potência: 1.1kw
Nº equipamentos: 3~5
Vácuo máx: 180mbar
Garantia: 2 anos
EXCOM HYBRID 5 (de 3 a 5 unid.)
Refª: 02010202

MOTORES DE ASPIRAÇÃO HÚMIDA METASYS EXCOM HYBRID C/ RECUPERADOR DE AMALGAMA



Voltagem: 230Vac 50Hz
Potência: 0.75kw
Nº equipamentos: 1
Vácuo máx: 180mbar

Garantia: 2 anos

EXCOM HYBRID A1 ECO-II
Refª: 02010251



Garantia: 2 anos



MOTORES DE ASPIRAÇÃO HÚMIDA METASYS EXCOM HYBRID C/ RECUPERADOR DE AMALGAMA

Voltagem: 230Vac 50Hz
Potência: 0.75kw
Nº equipamentos: 2
Vácuo máx: 180mbar
EXCOM HYBRID A2-ECO II (p/ 2 unid.)
Refª: 02010221

Voltagem: 230Vac 50Hz
Potência: 1.1kw
Nº equipamentos: 3~5
Vácuo máx: 180mbar
EXCOM HYBRID A5-ECO II (de 3 a 5 unid.)
Refª: 02010222


TERMINAL DE ASPIRAÇÃO



Aspiração saliva
Refª: P1602/G

Aspiração cirurgica
Refª: P1602/P

MANGUEIRAS DE ASPIRAÇÃO



Refª: D11

Refª: D16

SEPARADOR / RECUPERADOR DE AMALGAMA METASYS A 97%



METASYS
MEDIZINTECHNIK

MST 1 (p/ 1 unid.)

Refº: 01010501

SEPARADOR / RECUPERADOR DE AMALGAMA METASYS A 77%



METASYS
MEDIZINTECHNIK

MST 1 ECO LIGHT (p/ 1 unid.)

Refº: 01010037

CAIXA INSONORIZADORA P/ MOTORES DE ASPIRAÇÃO METASYS



Para modelos:
EXCOM Z-ECO LIGHT e
VAC 1
Refº: 40040010

Para modelos:
EXCOM HYBRID A2 e
EXCOM HYBRID A5
Refº: 40030004

MOTOR DE ASPIRAÇÃO A SECO METASYS




METASYS
MEDIZINTECHNIK

Voltagem: 230Vac 50Hz
Potência: 0.55kw
Nº equipamentos: 1
Vácuo máx: 180mbar

Garantia: 2 anos

VAC 1 (p/ 1 unid.)
Refº: 04010004

MOTOR DE ASPIRAÇÃO A SECO TECNOMED



TecnoMed
ITALIA 2000

Voltagem: 230Vac 50Hz
Potência: 450W
Nº equipamentos: 1
Vácuo máx: 170mbar
Com caixa de insonorizadora

Garantia: 2 anos

TECNOMED (p/ 1 unid.)
Refº: DEJ.004

COMPRESSORES METASYS ISENTOS DE ÓLEO E C/ TORRE DE SECAGEM

METASYS
MEDIZINTECHNIK

Garantia: 2 anos



Voltagem: 230Vac 50Hz
Potência: 1.5 Kw
Deposito: 30Lt
Nº equipamentos: 1
Debito Ar: 78Lt/min
Torre de secagem

META AIR 70
Refº: 03020002

META AIR 70 C/ CAIXA DE INSONORIZAÇÃO
Refº: 03020102

Voltagem: 230Vac 50Hz
Potência: 2.2 Kw
Deposito: 50Lt
Nº equipamentos: 1
Debito Ar: 225Lt/min
Torre de secagem

META AIR 250
Refº: 03020006

META AIR 250 C/ CAIXA DE INSONORIZAÇÃO
Refº: 03020106

COMPRESSORES DMEGA ISENTOS DE ÓLEO E C/ TORRE DE SECAGEM

New Medical Partner -
DMEGA

Voltagem: AC230V/50Hz
Potência: 750W
Débito: 75L/min
Capacidade do tanque: 20L
Com secador - Isento de óleo
Caixa insonerizadora
Capacidade 1 unid.
Nível de ruído: 52dB

Refº: DMEGA101-D

Refº: DMEGA101-C-D



COMPRESSORES DMEGA ISENTOS DE ÓLEO E C/ TORRE DE SECAGEM

New Medical Partner -
DMEGA

Voltagem: AC230V/50Hz
Potência: 750W
Débito: 150L/min
Capacidade do tanque: 20L
Com secador - Isento de óleo

Refº: DMEGA102-D

Refº: DMEGA102-C-D



MICROMOTOR DE LABORATÓRIO MICRO-NX



MICROMOTOR DE LABORATÓRIO STRONG 204



MICROMOTOR PORTÁTIL MICRO-NX P/ LABORATÓRIO/CLÍNICA



TERMOMODELADORA



SISTEMA DE BRANQUEAMENTO SAAB



TERMOMODELADORA



VIBRADOR DE AMÁLGAMA



ESPELHO DE OBSERVAÇÃO C/ LUZ LED GWM



> MANTÉM LIQUIDEZ DAS EMPRESAS

As empresas não necessitam de se descapitalizar

> MANTÉM LINHAS DE CRÉDITO

O renting não agrava responsabilidade das empresas ou dos sócios junto do Banco de Portugal

> BENEFÍCIOS FISCAIS

As rendas contabilizam-se como custo operacional. Portanto, o IVA e as rendas são 100% dedutíveis

> PAGAMENTOS FIXOS

As rendas não sofrem alterações durante a vigência do contrato de renting



- 1) Aos preços apresentados neste catálogo acresce IVA à taxa legal em vigor.
- 2) Quaisquer reclamações relativas a inconformidades que possam apresentar equipamentos novos terão de ser apresentadas no prazo máximo de 8 dias após a data de entrega dos mesmos.
- 3) Prazo de entrega de até 72h após recepção de encomenda, excepto se se tratar de produto(s) em ruptura de stock ou a uma indisponibilidade temporária ou definitiva decorrente de incumprimento do fabricante.
- 4) Preços válidos, excepto se decorrentes de erro tipográfico.
- 5) Os custos de portes são grátis para encomendas de valor superior a 120,00€ (IVA não incluído). Encomendas de montante inferior a este valor serão objecto de pagamento de portes no montante de 4,00€. Nos casos da Madeira e Açores os custos relativos a portes serão suportados pelo cliente. Encomendas de peso inferior a 2 Kg poderão ser enviadas por correio.
- 6) Salvo acordo prévio entre as partes, a liquidação de facturas será efectuada a pronto pagamento, contra entrega da respectiva encomenda. A factura é sempre enviada com o pacote que contém a encomenda. O seu pagamento deverá ser efectuado de uma das seguintes formas:
 - Pagamento contra reembolso directamente ao representante legal da empresa, por meio de cheque e mediante acordo prévio entre as partes;
 - Pagamento contra reembolso ao motorista da empresa transportadora no acto da entrega, em dinheiro ou em cheque. Se escolher esta forma de pagamento, ao valor total da sua factura será acrescido o valor de 4,00€ (s/ IVA);
 - Por transferência bancária (para o NIB indicado pela empresa), mediante acordo prévio entre as partes
- 7) A Garantia "Satisfeito ou reembolsado" é válida por um período de 15 dias, a contar da data de facturação. Antes de proceder à devolução da mercadoria deverá informar o SAC (Serviço de Apoio ao Cliente). Os produtos deverão ser devolvidos em perfeito estado de funcionamento, nas suas embalagens originais, devidamente protegidos e acompanhados de uma fotocópia da factura correspondente. Caso não se verifique alguma destas condições, a garantia não poderá ser aplicada. Os custos de porte ficarão a cargo do cliente.
- 8) Reservado o direito de suprimir ou modificar, sem aviso prévio, a selecção de produtos.
- 9) Para efeitos de citação ou notificação em caso de litígio, o cliente considera-se domiciliado na morada de entrega que indicou na encomenda de produtos.
- 10) O foro da Comarca de Figueiró dos Vinhos terá competência exclusiva para a apreciação de qualquer questão relacionada com a interpretação e a execução do presente contrato.
- 11) No caso de contractos de vendas celebrados com a Assistência Pura – Assistência técnica de material médico e dentário, Lda., o foro da Comarca de Lisboa terá competência exclusiva para a apreciação de qualquer questão relacionada com a interpretação e execução dos mesmos.



SEDE SOCIAL: GWM – Great White Medical, Lda.

Rua Comendador Joaquim Araújo Lacerda | Edifício Pedreira, R/C Dto | 3260-412 Figueiró dos Vinhos | Portugal

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente: Telf: +351 239 107 945 | Telm: +351 910 293 091

E-mail: sac@greatwhitemedical.com

www.greatwhitemedical.com