



VeTest + iVLS

Analisador de bioquímica de eficácia comprovada no mercado veterinário. Pode processar amostras de plasma e soro. Leitura de 23 parâmetros, 22 individuais e 4 perfis pré-configurados. Único com leitura de Ratios proteína / creat. na urina. Visualização de resultados num único documento, em apenas 6 minutos - 12 parâmetros.

iVLS - VetLabStation - Estação de trabalho integrada com possibilidade de ligação a software de gestão da clínica.



QBC

Analisador de hematologia específico, capaz de proporcionar para cada amostra uma análise completa de 12 parâmetros de contagem celular sanguíneas. Equipamento de fácil uso e sem manutenção. Sem consumíveis extras.

HCT - HgB - MCHC - WBC - GRANS - NEUT - EOS - L/M - PLT - nRBCs - Fibrinogénio - RETICs.

SNAP

TESTES RÁPIDOS

IDEXX
LABORATORIES

"o método Elisa na sua clínica a qualquer hora do dia"

Testes disponíveis:

SNAP® 4Dx® Test: Dirofilariose, Erliquiose, Lyme e Anaplasmosse.

SNAP® Leishmania Test: Leishmania.

SNAP® Parvo Test: Parvovirose

SNAP® cPL™ Test: Lipase pancreática específica canina.

SNAP® fPL™ Test: Lipase pancreática específica felina.

SNAP® Feline ComboTest: FIV e FeLV

SNAP® T4 Test: Hipotireoidismo canino e hipertireoidismo felino

SNAP® Cortisol Test: Síndrome de Cushing e Doença de Addison

SNAP® BileAcids Test: Teste função Hepática

SNAP® Giardia: Giardia



FÁCIL | apenas 4 etapas

FIÁVEL | especificidade de 99%

SEGURO | sensibilidade entre 92 e 99%

RÁPIDO | resultado entre 6 e 10 minutos